

Instrucciones de uso

NaCl by PREVOR, Solución de lavado ocular

1. CUÁNDO UTILIZAR NaCl BY PREVOR

NaCl by PREVOR es una solución de **lavado ocular** de **polvo sin riesgo químico**

2. CÓMO UTILIZAR NaCl BY PREVOR

Mirar hacia abajo. Aplicar el aplicador ocular sobre el ojo. Echar la cabeza hacia atrás. Cuando la solución cubra el párpado, abrir el ojo y dejar que la solución corra con suavidad para crear un flujo mecánico que arrastre el polvo. La eficacia de NaCl by PREVOR se optimiza mediante un caudal ligero para crear un flujo mecánico.

Lavar hasta que desaparezca el polvo y considerar lavar el fondo del saco conjuntival.

En caso de persistencia, consultar con un especialista.

NaCl by PREVOR, con pH neutro, es una solución oftálmica estéril. Se puede utilizar incluso cuando la córnea está dañada.

Según la norma EN15154, la temperatura de uso recomendada es: 15-35°C.



3. ADVERTENCIAS

NO RETRASAR NUNCA UN LAVADO EN CASO DE ACCIDENTE QUÍMICO.

Como todas las soluciones a base de cloruro de sodio, incluso aunque tenga un pH neutro, la acción de NaCl by PREVOR se limita a un arrastre mecánico y es insuficiente para lavados de productos químicos (corrosivos e irritantes). En ese caso, hay que utilizar en primer lugar las soluciones Diphotérine® o Hexafluorine® y consultar con un especialista.

A falta de soluciones activas (Diphotérine® o Hexafluorine®), se puede comenzar el lavado con NaCl by PREVOR, pero, como sucede con los lavados con agua, debe prolongarse durante al menos 15 minutos y no hay garantía de que dé resultado.

En caso de molestias persistentes o presencia de cuerpos extraños después del lavado, se recomienda consultar con un especialista.

Producto de uso único. No reutilizar, existe riesgo de contaminación cruzada.

Contraindicaciones

No se conoce ninguna contraindicación hasta la fecha.

Precauciones de uso

No sobrepasar la fecha límite de uso que aparece en el frasco.

4. EFECTOS NO DESEADOS

Ninguno conocido hasta la fecha.

5. CONSERVACIÓN

Se aconseja no exponer el producto a heladas, ya que la solución acuosa podría congelarse y no sería posible utilizarla de inmediato. No obstante, el producto no pierde eficacia una vez descongelado.

No utilizar en caso de deterioro del embalaje, del frasco o del aplicador ocular.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

NaCl by PREVOR es un dispositivo médico de clase IIa. La solución no es irritante ni alergizante.

Laboratorio PREVOR
www.prevor.com
 +33 130 347 676

Moulin de Verville
 95760 Valmondois
 FRANCIA



PREVOR
 PRÉVOIR ET SAUVER
 Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique

CE 0459

