

Notice d'instruction

NaCl by PREVOR, Solution de lavage oculaire

1. DANS QUEL CAS UTILISER LE NaCl BY PREVOR

Le **NaCl by PREVOR** est une solution de **lavage oculaire** de **poussières sans danger chimique**

2. COMMENT UTILISER LE NaCl BY PREVOR

Regarder vers le bas. Appliquer l'ocillère sur l'œil. Renverser la tête en arrière. Lorsque la solution recouvre la paupière, ouvrir l'œil et faire couler légèrement la solution pour créer un flux mécanique afin d'entraîner la poussière. L'efficacité du NaCl by PREVOR est optimisée lorsqu'il y a un léger écoulement pour créer un flux mécanique.

Laver jusqu'au départ de la poussière et penser à bien laver les culs de sac conjonctivaux.

En cas de persistance, consulter un spécialiste.

Le NaCl by PREVOR, de pH neutre, est une solution stérile ophtalmique. Il peut être utilisé même en cas de cornée abîmée.

Selon la norme EN15154, température d'utilisation préconisée : 15-35°C.



3. AVERTISSEMENTS

NE JAMAIS RETARDER UN LAVAGE EN CAS D'ACCIDENT CHIMIQUE.

Comme toutes les solutions à base de chlorure de sodium, même à pH neutre, l'action du NaCl by PREVOR est limitée à un entraînement mécanique, et est insuffisante dans les lavages de produits chimiques (corrosifs et irritants). Dans ce cas, utiliser, en première intention, les solutions Diphotérine® ou Hexafluorine®, et consulter un spécialiste.

En cas d'absence de solutions actives (solutions Diphotérine® ou Hexafluorine®), le lavage peut être commencé avec le NaCl by PREVOR, mais comme pour un lavage à l'eau, celui-ci doit être prolongé pendant au moins 15 minutes, et ce, sans certitude de résultat.

En cas de gêne persistante ou de présence de corps étranger après le lavage, il est recommandé de consulter un spécialiste.

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser, risque de contamination croisée.

Contre-indication

Aucune contre-indication connue à ce jour

Précautions d'emploi

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation mentionnée sur le flacon.

4. EFFETS INDESIRABLES

Aucun connu à ce jour

5. CONSERVATION

Il est conseillé de ne pas exposer le produit au gel, car la solution aqueuse peut geler et n'être donc pas utilisable immédiatement. Il n'y a cependant pas de perte d'efficacité lorsque le produit a dégelé.

Ne pas utiliser en cas de détérioration de l'emballage, du flacon ou de l'ocillère.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Le NaCl by PREVOR est un dispositif médical de classe IIa. La solution est non irritante et non allergisante.

Laboratoire PREVOR
www.prevor.com
 +33 1.30.34.76.76

Moulin de Verville
 95760 Valmondois
 FRANCE



PREVOR
 PRÉVOIR ET SAUVER
 Laboratoire de Toxicologie & Maîtrise du Risque Chimique

CE 0459

