



Spülanleitung: HEXAFLUORINE®-Lösung

Bei Kontamination mit Flusssäure und ihren Derivaten im sauren Milieu*.

Intervention innerhalb der ersten Minute



Zur Spülung
des Auges



1 LPMF
à 500 ml
verwenden



Zur Spülung
des Körpers



1 TADF
à 5 l
verwenden

In jedem Fall muss nach der Spülung ein Arzt aufgesucht werden.

Je nach medizinischem Protokoll des Unternehmens sollte anschließend ein spezifisches Antidot vom Typ Calciumgluconat lokal appliziert werden.

Im Falle einer verspäteten Intervention ist diese Form der medizinischen Behandlung umso wichtiger, als eine Kontamination mit HF systemische Risiken birgt.

Spülanleitung für die HEXAFLUORINE®-Lösung*

Beginnen Sie die Spülung innerhalb der ersten Minute nach dem Gefahrstoffkontakt und beginnen Sie mit den **entkleideten Bereichen**.

Entkleiden Sie die Person/Entfernen Sie Kontaktlinsen.

Sofort die **entkleideten Bereiche** spülen.
Die durchtränkte Kleidung keinesfalls wieder anziehen.

Einen Arzt aufsuchen.

Allgemeine Hinweise zur Spülung

Die Spülung nie verzögern.

Idealerweise die HEXAFLUORINE®-Lösung **als erste Spülung anwenden**.
Den gesamten Inhalt verwenden.

Falls die HEXAFLUORINE®-Lösung nicht direkt zur Verfügung steht, mit Wasser und im Anschluss so schnell wie möglich mit der HEXAFLUORINE®-Lösung spülen.

Beginnt die Spülung erst **nach einer Minute** nach dem Gefahrstoffkontakt, verlängern Sie die Spülung um **das 3 bis 5-fache der Kontaktzeit** werden. Bei einer verspäteten Spülung des Auges ist es nicht nötig, länger als 15 Min. zu spülen.

Je nach medizinischen Protokoll des Unternehmens anschließend ein spezifisches Antidot vom Typ **Calciumgluconat** lokal applizieren.

Anschließend sofort ärztlichen Rat einholen.

Zur schnelleren Wiederherstellung des physiologischen Gleichgewichts im Auge wird eine Spülung mit AFTERWASH II® nach der aktiven Spülung empfohlen.

Wenn die **Mundhöhle** kontaminiert ist, diese mit der HEXAFLUORINE®-Lösung ausspülen und anschließend ausspucken.

Wenn die **Gehörgänge** betroffen sind, diese direkt mit 500 ml der HEXAFLUORINE®-Lösung spülen, dabei den Kopf zur Seite neigen, so dass die Spüllösung aus dem Ohr herauslaufen kann.

Wie bei jeder einseitigen Spülung eines Ohrs mit einer Flüssigkeit in Raumtemperatur kann es zu Schwindelgefühlen kommen, die ungefährlich sind und nach wenigen Minuten nachlassen.

Packaging

LPMF/LPF (500 ml)
TADF/PITADF (5 l)

Durchschnittliche Spüldauer

3 Min.
5 Min.

*Begrenzte Wirksamkeit auf Basen: hier empfehlen wir die Anwendung der PREVIN®-Lösung.



PREVOR
VORBEUGEN UND RETTEN
Forschungslabor Toxikologie & Umgang mit chemischen Risiken