



PREVOR

NaCl

by PREVOR

FR Notice d'utilisation _____ 03

1. Description/Indications du dispositif

La solution NaCl by PREVOR est utilisée sur l'œil pour :

- lavage des poussières inertes chimiquement et des corps étrangers présents à la surface de la cornée.

Le dispositif peut être utilisé sur les tissus lésés.

Dispositif médical pour usage en milieu industriel, préhospitalier ou hospitalier.



Dispositif stérile :
Stérilisation par
chaleur humide

2. Bénéfice clinique / performance / mécanisme d'action**A. Mécanisme d'action**

La solution NaCl by PREVOR est une solution aqueuse isotonique à la cornée.

Elle agit principalement :

- par effet d'entraînement mécanique, le flux de solution NaCl by PREVOR entraîne et élimine les particules hors de la surface de l'œil,
- par création physique, le temps du lavage, d'une barrière liquide temporaire entre la surface de l'œil et l'environnement extérieur.

B. Bénéfices/Performances cliniques

Le dispositif est utilisé pour:

- meilleur confort de lavage : lavage moins douloureux des poussières présentes à la surface de l'œil.

3. Mises en garde, précautions d'emploi et contre-indications

À ce jour, aucune contre-indication à l'utilisation des dispositifs médicaux de la gamme NaCl by PREVOR n'a été détectée.



Ne pas utiliser si le contenant est endommagé ou déjà ouvert au risque de perdre l'état stérile.



Dispositif à usage unique.
Ne pas réutiliser.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi.

4. Effets secondaires

Aucun effet secondaire indésirable lié à l'utilisation des dispositifs médicaux de la gamme NaCl by PREVOR n'a été détecté à ce jour.

5. Contenants du dispositif solution NaCl by PREVOR**A. Usage oculaire**

- NaCl by PREVOR : lav'oeil de 200mL.

6. Instructions d'Utilisation**A. Informations générales**

Le Lav'œil doit être utilisé sous forme de bain oculaire avec écoulement afin d'optimiser le renouvellement de la solution de lavage sur le globe oculaire.

Utilisez tout le contenu du dispositif.

Un avis médical est recommandé après toute utilisation.

Laver jusqu'au départ de la poussière et penser à bien laver les culs de sac conjonctivaux (phase clinique aiguë, urgences).

Comme pour tout matériel d'urgence mis à disposition des salariés en milieu du travail, il est recommandé d'informer et de former les salariés concernés à l'utilisation du matériel.

B. Protocole

- 1**



Tourner le bouchon pour ouvrir.

- 2**



Appliquer sur l'œil touché. Doit être utilisé comme solution de lavage avec écoulement du produit.

- 3**



Utilisez la totalité du dispositif pour une efficacité maximale.

- 4**



Avis médical recommandé. La ré-application de la solution NaCl by PREVOR se fera uniquement suite à un avis médical.

7. Stockage, manipulation et élimination

Le conditionnement NaCl by PREVOR doit être stocké à température ambiante (2°C-24°C) et peut supporter des hausses de températures ponctuelles allant jusqu'à 50°C.

La température d'utilisation idéale est comprise entre 15 et 35°C.

La durée de vie de la solution NaCl by PREVOR est de 2 ans. Il convient de remplacer le produit après sa date d'expiration. Les informations nécessaires à la mise au rebut du dispositif médical sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) (www.prevor.com). La FDS est spécifique à la solution NaCl by PREVOR.



PREVOR
Moulin de Verville Nesles La Vallée,
95760 Valmondois, France



NOTNACL-FR-V1-22-08-25



www.prevor.com