


Die neue Previn®-Spülstation (LMPAS)



Die Spülstation (LMPAS) wurde entwickelt zur Spülung der Augen und kleinerer Hautflächen. Sie enthält zwei Flaschen aus Kunststoff mit jeweils 500 ml Previn-Lösung® und eine Flasche Afterwash® (200 ml) aus Kunststoff. Afterwash® dient der Wiederherstellung des physiologischen Gleichgewichtes im Auge nach dem Chemikalienkontakt (Trockenheitsgefühl). Die Sprühflasche (Mini) mit 200 ml Previn-Lösung® ist zur Dekontamination kleinerer Spritzer auf der Haut geeignet.

Der transparente Deckel schützt den Inhalt der Spülstation vor Verunreinigung und erleichtert die ständige Kontrolle auf Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit.

In der Innenseite des Deckels ist ein kleiner Spiegel aus Kunststoff integriert.

Die in Signalfarbe gehaltene Kunststoffschale ist für die Befestigung an der Wand vorgesehen.



Die Augenspülflasche mit Previn-Lösung® (LPM) à 500 ml ist tragbar und kann unabhängig von der Station eingesetzt werden. Durch leichte Drehung der Flügelkappe ist die Flasche zu öffnen.

Die bewährte ergonomisch geformte Augenwanne unterstützt das Öffnen des Auges und stellt unter leichtem Druck des Flaschenkörpers eine wirksame Augenspülung sicher. Weitere Hinweise finden Sie hierzu auf der Betriebsanleitung.

Kurzbezeichnung	Bezeichnung
LMPAS	Spülstation mit 2 Fl. à 500 ml Previn-Lösung® und 1 Fl. (200 ml) Afterwash®, Sprühflasche (Mini) 200ml.
Ersatzset LMPAS	2 Fl. à 500 ml Previn-Lösung®, 1 Fl. Afterwash®, 1 Mini (200 ml)