



Fiche technique

Lav'oeil Individuel Stérilisé - LIS de solution DIPHOTÉRINE®


+33 1 30 34 76 76



Moulin de verville, 95760
Valmondois, France



PREVOR



Propriétés

- Léger et peu encombrant.
- Facilement identifiable et préhensible.
- Utilisation simple et prêt à l'emploi.
- Permet une action rapide.
- L'oeillère ergonomique facilite l'ouverture de l'oeil.
- Lavage doux sans pression et autonome.
- Solution stérile.
- Scellé assurant l'intégrité du dispositif.
- Contrôle facile de l'efficacité du lavage : utilisation totale et unique.
- Étanche et compact.
- Sans entretien particulier et sans installation particulière.
- Conforme à la norme EN 15154-4
- Agréé CE.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Fournisseur | Société PREVOR Moulin de Verville 95760 Valmondois (33) 01-30-34-76-76 |
| Dimensions | 124 mm de hauteur 64 mm de diamètre |
| Contenance | 50 ml |
| Poids | 95g |
| Péremption | 2 ans |
| Contenu | solution DIPHOTÉRINE® |
| Utilisation | Un oeil |
| Délai d'intervention | 10 secondes maximum |
| Accessoire disponible | Etuis |

