



☐ 0221-337722-0

Postfach 190167, 50498 Köln -
DEUTSCHLAND



Prevor GmbH



Eigenschaften

- Enthält die sterile aktive Erste-Hilfe-Spüllösung gegen Verätzungen: die PREVIN® -Lösung
- Entspricht der Norm für Notfalldusche DIN EN 15154-4 und -3
- Entsprechen der Norm DIN 14555-12 für Gerätewagen Gefahrgut
- CE Kennzeichnung als Medizinprodukte der Klasse IIa
- Leicht transportierbar, schneller zugriff
- Einfache Benutzung, auch zur Selbstversorgung geeignet
- Ausgestattet mit Augen- und Körperduschen zur Dekontamination des gesamten Körpers
- Spülung der Augen - Augenspülflasche LPMP (à 500 ml PREVIN®-Lösung)
- Spülung einer Hand/des Gesichts - Spray Mini (à 200 ml PREVIN®-Lösung)
- Spülung des gesamten Körpers - tragbare Körperdusche TAD (à 5 Liter PREVIN®-Lösung)
- Sanfte Spülung ohne Druck, autonome Geräte für Augen und Haut (Augenduschen, Spray oder Körperdusche)
- Fest installierte oder fahrbare Kombi-Station
- Staub- und spritzwassergeschützte Aufbewahrung (IP54)
- Schützt die Geräte vor Staub, Spritzwasser
- Wartungsfrei



Technische Daten

Lieferant	Prevor GmbH Postfach 190167 50498 Köln Tel.: 0221/33 77 22-0
Abmessungen	725 mm Höhe 380 mm Breite 322 mm Tiefe
Inhalt	2 Augendusche LPMP (à 500 ml) 1 Augendusche mit AFTERWASH II®-Lösung LOA (à 200 ml) 1 Spraydose MINI (à 200 ml) 1 tragbare Körperdusche (à 5l) Wahlweise mit zusätzlich 1 Eimer des Chemiaklienbinders TRIVOREX® (à 10 kg)
Haltbarkeit	1 Jahr
Inhalt	PREVIN®-Lösung, AFTERWASH II®-Lösung optional: neutralisierender Chemikalienbinder TRIVOREX®
Anwendungsbereich	Hautspülung des ganzen Körpers und Augenspülung
Interventionszeit	Maximal innerhalb 1 Minute nach dem Kontakt mit dem Gefahrstoff

