



Technisches Datenblatt

Tragbare Körperdusche (TAD) - TAD mit der PREVIN®-Lösung



Eigenschaften

- Enthält die PREVIN®-Lösung, eine aktive sterile Spüllösung gegen Verätzungen
- Entspricht der Norm DIN EN 15154-3 für Notfallduschen
- Entspricht der Norm DIN 14555-12 für Gerätewagen Gefahrgut
- CE-zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa
- Benutzung ist ähnlich wie bei einem Feuerlöscher
- Tragbar und sofort einsatzbereit: erlaubt eine schnelle Intervention
- Weicher, feiner Sprühnebel (raschen Abspüleffekt auf der Oberfläche der Haut)
- Auch zur Selbstversorgung geeignet
- Biegsamer Schlauch ermöglicht die Spülung des kompletten Körpers
- Dusche kann zum Verletzten getragen werden
- Sicherheitsstift und Plombe zur Garantie der Unversehrtheit
- Keine besonderen Anforderungen bezüglich Installation und Instandhaltung
- Frostgeschützte Version mit integriertem Heizsystem erhältlich als Kombistation

Technische Daten

Lieferant	Prevor GmbH Postfach 190167 50498 Köln Tel.: 0221/33 77 22-0
Abmessungen	640 mm Höhe 220 mm Breite 200 mm Tiefe
Inhalt	5 Liter
Gewicht	11 Kg
Treibgas	Kohlendioxid (CO ₂)
Haltbarkeit	1 Jahr
Inhalt	PREVIN®-Lösung
Anwendungsbereich	Körperoberfläche- reicht für einen ganzen Körper aus
Interventionszeit	Maximal 1 Minute nach dem Kontakt mit dem Gefahrstoff

☐ 0221-337722-0

Postfach 190167, 50498 Köln
DEUTSCHLAND



☑ Prevor GmbH

