



Eigenschaften	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthält die PREVIN®-Lösung, eine sterile aktive Spüllösung gegen Verätzungen</li> <li>• Entspricht der Norm DIN EN 15154-4</li> <li>• CE-zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa</li> <li>• Leicht und platzsparen, am Körper tragbar</li> <li>• Einfache Handhabung, sofort einsatzbereit</li> <li>• Sanfte Spülung ohne Druck, autonome Anwendung</li> <li>• Erlaubt eine schnelle Intervention</li> <li>• Die ergonomische Augenminiwanne erleichtert das Öffnen des Auges</li> <li>• Siegel/Verschluss, der die Unversehrtheit garantiert</li> <li>• Wasserdicht und kompakt</li> <li>• Keine besonderen Anforderungen bezüglich Installation und Instandhaltung</li> </ul>	
Technische Daten	
<b>Lieferant</b>	Prevor GmbH Postfach 190167 50498 Köln Tel.: 0221/33 77 22-0
<b>Abmessungen</b>	124 mm hoch 64 mm Durchmesser
<b>Inhalt</b>	50 ml, zur einmaligen Anwendung
<b>Gewicht</b>	95g
<b>Haltbarkeit</b>	1 Jahr
<b>Inhalt</b>	PREVIN®-Lösung
<b>Anwendungsbereich</b>	Ein Auge
<b>Interventionszeit</b>	Innerhalb 10 Sekunden nach dem Gefahrstoffkontakt
<b>Zubehör</b>	Gürteltasche



☎ 0221-337722-0



Postfach 190167, 50498 Köln  
DEUTSCHLAND



👤 Prevor GmbH

