



☎ 0221-337722-0



Postfach 190167, 50498 Köln
 DEUTSCHLAND



PREVOR GmbH



Eigenschaften

- Enthält eine sterile aktive Erste-Hilfe-Spüllösung gegen Verätzungen
- CE-zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa
- Entspricht der Norm DIN EN 15154-3 für Notfallduschen
- Leicht und platzsparend
- Einfache Handhabung, sofort einsatzbereit
- Am Körper tragbar (Gürteltasche aus Leder oder verstärkt aus Kunststoff)
- Erlaubt eine schnelle Intervention
- Weicher, feiner Sprühstrahl, erzeugt einen raschen Abspüleffekt auf der Oberfläche
- Keine besonderen Anforderungen bezüglich Installation und Instandhaltung

Technische Daten

Lieferant	Prevor GmbH Postfach 190167 50498 Köln Tel.: 0221/33 77 22-0
Abmessungen	178 mm hoch 40 mm Durchmesser
Inhalt	100ml, zur einmaligen Anwendung
Gewicht	200 g
Treibgas	Stickstoff
Haltbarkeit	1 Jahr
Inhalt	PREVIN®-Lösung
Anwendungsbereich	Hand, Wange...
Interventionszeit	Maximal innerhalb 1 Minute nach dem Kontakt mit dem Gefahrstoff

