



☎ 0221-337722-0



Postfach 190167, 50498 Köln
DEUTSCHLAND



Prevor GmbH



Eigenschaften

- Enthält die PREVIN®-Lösung, eine aktive sterile Erste-Hilfe-Spüllösung gegen Verätzungen
- CE-zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa
- Entspricht der Norm DIN EN 15154-3 für Notfallduschen
- Einfache Handhabung, sofort einsatzbereit
- Erlaubt eine schnelle Intervention
- Weicher, feiner Sprühstrahl, erzeugt einen raschen Abspüleeffekt auf der Oberfläche
- Keine besonderen Anforderungen bezüglich Installation und Instandhaltung

Technische Daten

Lieferant	Prevor GmbH Postfach 190167 50498 Köln Tel.: 0221/33 77 22-0
Abmessungen	235 mm hoch 50 mm Durchmesser
Inhalt	200ml, zur einmaligen Anwendung
Gewicht	290 g
Treibgas	Stickstoff
Haltbarkeit	1 Jahr
Inhalt	PREVIN®-Lösung
Anwendungsbereich	Hand, Unterarm, Gesicht, Bein...
Interventionszeit	Maximal innerhalb 1 Minute nach dem Kontakt mit dem Gefahrstoff

