



☎ 0221-337722-0



Postfach 190167, 50498 Köln
 DEUTSCHLAND



Prevor GmbH



Eigenschaften

- Enthält die PREVIN®-Lösung, eine sterile aktive Spüllösung
- gegen Verätzungen
- Entspricht der Norm DIN EN 15154-4
- CE-zertifiziert als Medizinprodukt der Klasse IIa
- Leicht und platzsparend, am Körper tragbar
- Einfache Handhabung, sofort einsatzbereit
- Sanfte Spülung ohne Druck, autonome Anwendung
- Erlaubt eine schnelle Intervention
- Die ergonomische Augenminiwanne erleichtert das Öffnen des Auges.
- Siegel/Verschluss, der die Unversehrtheit garantiert
- Spritzwassergeschützt und kompakt
- Keine besonderen Anforderungen bezüglich Installation und Instandhaltung

Technische Daten

Lieferant	Prevor GmbH Postfach 190167 50498 Köln Tel.: 0221/33 77 22-0
Abmessungen	420 mm hoch 330 mm breit 205 mm tief
Inhalt	2 Flaschen à 500 ml PREVIN®-Lösung 1 Flasche AFTERWASH II® 1 Mini-Spraydose (200 ml)
Haltbarkeit	1 Jahr
Inhalt	PREVIN®-Lösung, AFTERWASH II®-Lösung
Anwendungsbereich	Augen und Gesicht
Interventionszeit	Maximal innerhalb 1 Minute nach dem Kontakt mit dem Gefahrstoff