




+ 34 915 51 57 67

Avenida del Planetario, 1, Portal A,  
Oficina B - 28045 MADRID, España



### Ventajas

- Ligero y compacto.
- Fácilmente identificable y manejable.
- Utilización simple y listo para el uso.
- Permite una acción rápida.
- El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo.
- Lavado suave sin presión y autónomo.
- Solución estéril.
- Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo.
- Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único.
- Impermeable y compacto.
- Sin mantenimiento ni instalación particulares.
- Conforme a la norma EN 15154-4.
- Certificación CE.

### Características

<b>Fabricante</b>	PREVOR Moulin de Verville 95760 Valmondois (33) 01-30-34-76-76
<b>Dimensiones</b>	124 mm de alto 64 mm de diámetro
<b>Contenido</b>	50 ml
<b>Peso</b>	95g
<b>Caducidad</b>	2 años
<b>Contenido</b>	Solución DIPHOTÉRINE®
<b>Utilización</b>	Un ojo
<b>Plazo de intervención</b>	Máximo 10 segundos
<b>Accesorio disponible</b>	Funda : estuche por el cinturón

