



PREVOR

PREVER Y SALVAR

Laboratorio de Toxicología y Dominio del Riesgo Químico

Ficha de datos

Estación mural

- LMPE.DAS con solución DIPHOTERINE®

+ 34 915 51 57 67

Avenida del Planetario, 1, Portal A,
Oficina B - 28045 MADRID, España



PREVOR



Ventajas

- Fija y fácilmente identificable.
- Utilización sencilla e inmediata.
- Permite actuar rápidamente sin ayuda.
- Permite lavar la cara entera, con un lavajos LPMD para cada ojo y un aerosol MINI DAP para la piel.
- Lavado suave sin presión y autónomo.
- Solución estéril.
- Control fácil de la eficacia del lavado: utilización total y única de cada envase.
- Instalación cómoda y ajustable.
- Armario impermeable, adaptado a las condiciones industriales de higiene y de limpieza.
- Sin mantenimiento e instalaciones particulares (no requiere desagüe, ni tubería ni válvula, se evitan los problemas de fugas,...).
- La estación mural de lavado es autónoma y por ello fácilmente trasladable de un sitio a otro.
- Conforme a la norma EN 15154-4.
- Certificación CE.

Características

Fabricante	PREVOR Moulin de Verville 95760 Valmondois (33) 01-30-34-76-76
Dimensiones	420 mm de alto 330 mm de ancho
Contenido	2 fois 500 ml (LPMD) - Lavajos de solución DIPHOTÉRIE® 1 fois 200 ml (LOA) - Lavajos de Solución AFTERWASHII® 1 fois 200 ml (MINI) - Aerosol de solución DIPHOTÉRIE®
Caducidad	2 años
Productos	Solución DIPHOTÉRIE®, Solución AFTERWASHII®.
Utilización	Hasta 2 ojos y la cara
Plazo de intervención	En el primer minuto

