



**PREVOR**  
**PREVER Y SALVAR**

Laboratorio de Toxicología y Dominio del Riesgo Químico

# Ficha de datos

## MICRO DAP con solución DIPHOTÉRINE®

+33 1 30 34 76 76



Moulin de verville, 95760

Valmondois, France



PREVOR



### Ventajas

- Ligera, ocupa poco espacio.
- Utilización simple, lista para el uso.
- Permite una acción rápida.
- Chorro suave, micronizado y muy humectante que permite un lavado sin trauma y un reparto perfecto de la solución.
- Solución estéril.
- Control fácil de la eficacia del lavado: utilización total y única.
- Sin mantenimiento ni instalación específicos.
- Conforme a la norma EN 15154-2.
- Certificación CE.

### Características

<b>Fabricante</b>	PREVOR Moulin de Verville 95760 Valmondois (33) 01-30-34-76-76
<b>Dimensiones</b>	178 mm de alto 40 mm de diámetro
<b>Contenido</b>	106 ml
<b>Peso</b>	200g
<b>Gas propulsor</b>	Nitrogeno
<b>Caducidad</b>	2 años
<b>Contenido</b>	solución DIPHOTÉRINE®
<b>Utilización</b>	Mano, cara ...
<b>Plazo de intervención</b>	En el primer minuto

