



PREVOR

VORBEUGEN UND RETTEN

Forschungslabor Toxikologie & Umgang mit chemischen Risiken

Reinraum-Spülstation aus Edelstahl mit der PREVIN[®]-Lösung



Technische Daten:

- Wandhängeschrank mit 1 Flügeltür
- Korpusfarbe: orange
- Maße: 360 mm x 270 mm x 130 mm
- Gewicht: 6,2 kg

Material:

- Edelstahl 1.4301 / 304 (V2A)
- für alle ISO-Klassen (1-9) geeignet
- nicht elektrostatisch
- glatte Oberfläche
- nicht rostend

Ausführungen:

LMI.PAS: Station mit folgenden Produkten:

- 2 Augenspülflaschen à 500 ml PREVIN[®]-Lösung (LPMP)
- 1 Mini-Spraydose à 200 ml PREVIN[®]-Lösung (MINI)
- 1 Augenspülflasche à 200 ml AFTERWASH II[®] (LOA)

LMI.VP: leere Station

